

Versuch 366:

Prismen - Spektalapparat

Versuchsthema:

In diesem Versuch mit Hilfe eines Prismas ein sogenanntes Prismen Spektalapparat aufgebaut, und um mit diesem das Spektrum von einer bekannten Lampe zu bestimmen bzw. um mit diesem eine Kalibrationskurve zu erstellen, Mit der Kalibrationskurve wird in der Auswertung genutzt um das Element einer unbekannten Lampe zu bestimmen.

Daneben wird auch das Auflösungsvermögen der Hg-Lampe bestimmt.

Theorie:

Der Brechungsindex eines Strahls, der unter dem Winkel δ auf ein Prisma durch das Prisma abgelenkt wird, wird durch

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta + \gamma}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)} \quad \text{beschrieben.}$$

Dabei ist γ der Winkel der Brechenden Kanten des Prismas.

Der Brechungsindex ist abhängig von der Wellenlänge, der Grund warum es zur Aufspaltung des Spektrums kommt, und kann für einen begrenzten Wellenlängen Bereich nach Cauchy als

$$n(\lambda) = k_0 + \frac{k_1}{\lambda^2} \quad \text{mit } k_0, k_1 = \text{konst. geschrieben}$$

werden.

Aufgrund der endlichen Breite des Strahls treten

der weiteren Beugungslehre art, dies schränkt das Auflösungsvermögen ein.

$A = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = \left| \frac{dn}{d\lambda} \right| \cdot B$, dabei ist $\Delta \lambda$ die Differenz zweier Wellenlängen, die gerade noch aufgelöst werden können

Messungen: Unbekannte Lampe Nr. 2

366.b

$$\alpha_1 = 33^\circ 10' \quad \alpha_2 = 27^\circ 3' \quad \pm 1'$$

366.c

Farbe	Ablesungswinkel
rot	$47,5^\circ$
gelb	$47,5^\circ + 23'$
"	$47,5^\circ + 25'$
gr	$48,5^\circ + 10'$
"	$48,5^\circ + 11'$
blau	$49,0^\circ + 4'$
"	$49,0^\circ + 74'$
"	$49,5^\circ + 27'$
violett	$50,5^\circ + 13'$

366.d

Ablesungswinkel	
$47,5^\circ + 6'$	r
$47,5^\circ + 9'$	r
$47,5^\circ + 11'$	r
$47,5^\circ + 15'$	r
$47,5^\circ + 21'$	g
$48,0^\circ + 2'$	gr
$48,0^\circ + 5'$	gr
$48,0^\circ + 9'$	n
$48,0^\circ + 22'$	n
$49,5^\circ + 5'$	n
$50,0^\circ + 7'$	violett
$50,0^\circ + 9'$	n

c) bei sehr schwachen / schmalen Spalt ist der gelbe Doublet sichtbar.

Auswertung:

366.d

$$\gamma = \frac{1}{2} (\alpha_1 - \alpha_2)$$

$$\Delta \gamma = \frac{\sqrt{\Delta \alpha_1^2 + \Delta \alpha_2^2}}{2}$$

$$\gamma = 60^\circ + 10'$$

$$\Delta \gamma = 0,7'$$


366.c

Vergleiche die gemessenen Spektrallinien mit der Liste der gemessenen Spektrallinien entsprechende Elemente aus dem Versuchsaum.

Da hier das Element Hg bekannt ist, können wir somit sagen, welche (relative) Ablenkung zur entsprechenden Wellenlänge gehören

rot	$47,5^\circ$	648,85 nm
gelb I	$47,5^\circ + 23'$	578,06 nm
gelb II	$47,5^\circ + 25'$	576,96 nm
grün I	$48^\circ + 10'$	548,08 nm
grün II	$48,5^\circ + 11'$	508,58 nm
blau I	$49^\circ + 4'$	479,99 nm
blau II	$49^\circ + 24'$	467,81 nm
blau III	$49,5^\circ + 21'$	435,83 nm
violett	$50,5^\circ + 13'$	404,66 nm
Farbe	Ablenkung (rel.)	Wellenlänge

366.c, 366.d (Blauviolett)



366.d

durch die relative Ablenkung ist es möglich mit Hilfe einer Kalibrationskurve die Wellenlänge unbekannter Spektrallinien zu bestimmen.

Dazu ziehe im Plot auf der Vorseite die Bleistift-Linie.

Die bestimmten Wellenlängen aus der Kurve:

$\delta \pm 1'$	ungefähre Wellenlänge $\pm 0,5$ nm	
$47,5^\circ + 6'$	626 nm	630 nm
$47,5^\circ + 9'$	619 nm	623 nm
$47,5^\circ + 11'$	614 nm	620 nm
$47,5^\circ + 15'$	605 nm	606 nm
$47,5^\circ + 21'$	590 nm	594 nm
$48^\circ + 2'$	570 nm	589 nm
$48^\circ + 5'$		556 nm
$48^\circ + 9'$		553 nm
$48^\circ + 22'$		538 nm
$48,5^\circ + 5'$		512 nm
$50^\circ + 7'$	422 nm	423 nm
$50^\circ + 9'$	420 nm	421,7 nm

Wenn man die ~~bestimmten~~ getundenen Wellenlängen mit der Liste in Versuchsauftrag für die Spektrallinien der Elemente vergleicht, so passen diese sehr gut zu Rubidium. ~~Dies ist~~.

366.e

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta + \epsilon}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\epsilon}{2}\right)}$$

$$\Delta n = \sqrt{\left(\frac{\cos\left(\frac{\delta + \epsilon}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\epsilon}{2}\right)} \cdot \frac{\Delta \delta}{2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \epsilon}{2} \left[\frac{\cos\left(\frac{\delta + \epsilon}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\epsilon}{2}\right)} - \frac{\sin\left(\frac{\delta + \epsilon}{2}\right) \cos\left(\frac{\delta + \epsilon}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{\epsilon}{2}\right)} \right]\right)^2}$$

$\lambda \pm 1'$	n	Δn
42,5°	1,611	0,016
47,5° + 23'	1,614	0,016
47,5° + 25'	1,615	0,016
48,5° + 20'	1,617	0,016
48,5° + 21'	1,622	0,016
49° + 4'	1,626	0,017
49° + 14'	1,628	0,017
49,5° + 21'	1,634	0,017
50,5° + 13'	1,643	0,017

es wird n gegen $\frac{1}{\lambda^2}$ aufgetragen. dabei wird n als absolut angenommen und hat keinen Fehler.

An die Messwerte wird die Funktion

$$n(\frac{1}{\lambda^2}) = k_0 + k_1 \frac{1}{\lambda^2} \text{ angepasst.}$$

Für die Parameter erhalten wir:

$$k_0 = 1,623 \pm 0,014$$

$$k_1 = (1,002 \pm 3303) \text{ nm}^2$$

$$k_2 = (9710 \pm 288) \text{ nm}^2$$

AN

Das Auflösungsvermögen bestimmt sich nach:

$$A = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = \left| \frac{dn}{d\lambda} \right| B$$

$$\text{mit } B = 1,6 \text{ cm} = 1,6 \cdot 10^7 \text{ nm} \quad \Delta B = 0,1 \text{ cm} = 0,1 \cdot 10^7 \text{ nm}$$

$$A = \left| \frac{dn}{d\lambda} \right| \cdot B = \frac{2k_1}{\lambda^3} \cdot B$$

λ in nm	A	ΔA	$\Delta \lambda$ in nm	$\Delta(\Delta \lambda)$ in nm
400	4355	307,93	0,012	0,006
500	2229,76	157,66	0,224	0,0216
600	1290,37	91,24	0,465	0,033

Das gelbe Duplet hat einen Wellenlängen Abstand von 2,1 nm, sprich nach dem Berechneten $\Delta \lambda$ sollten diese gut sichtbar gewesen sein. Da wir

Beide Linien sehen konstant, wenn auch nicht sehr gut, ist entweder der berechnete Wert oder unsere Kalibrierung nicht sehr gut gewesen. Ich vermutete zweitens, da es einen Unterschied machte, wo das Auge durch das Fernrohr blickte.

Fazit:

Alles in allem hat der Versuch gut funktioniert und die Bestimmung des unbekannten Elementes war eindeutig, wenn auch das die Bestimmung der Wellenlängen der Spektrallinien recht fummelig war.

~~Im gesamten sind alle unsere Werte~~